

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 22.07.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP513	Rollator 4 ruote in alluminio – ATLANTE MINI
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di Ø 15 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale e seduta imbottiti. Fornito con borsa porta oggetti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	1778127
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	100 Kg
Dimensione seduta	31 x 31 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo				Alluminio						
Impugnatura				Polipropilene						
Seduta				Spalmato di PVC						
Ruote				PU						
DIMENSIONI										
Dimensioni e pesi										
Misure in CM										
RP513	64	71 84	50	54	45	55x25x85	5,9	15	15	100 kg