

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 23.10.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS846	Sedia per doccia e WC
-------	-----------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta, schienale e braccioli in PU (poliuretano) morbido. Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio. Regolabile in altezza. Braccioli ribaltabili. Pedane estraibili, regolabili in altezza e girevoli. Poggiatesta regolabile in altezza. Cinturino fermapiè.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1661755
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano

DIMENSIONI

Misure in cm												
RS846	85	40	96÷98	73÷75	48+55	40÷55	46	45÷48	49	14 kg	12	12