

**MR 2220 VENTUS SUPPORTO PER POLSO NEO-TEX CON RINFORZO PALMARE**

Struttura in tessuto elasticizzato Neotex  
Supporto palmare in alluminio modellabile, rimovibile  
Chiusure con cinturini a Velcro

**CODICE:** N / A | **Categorie:** [Polso - Mano - Dita](#) |

Distorsione del polso e del carpo  
Instabilità legamentose, tendinopatie  
Forme artrosiche e artriche del polso  
Sindrome del "tunnel carpale"

### **TAGLIE DISPONIBILI**

Versione destra e sinistra.

Circonferenza polso:

Xsmall (da 13 a 14 cm)

Small (da 14 a 16 cm)

Medium (da 16 a 18 cm)

Large (da 18 a 20 cm)

XLarge (da 20 a 22 cm)

XXLarge (da 21 a 23 cm)

### **DOWNLOAD**