

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 27.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS834	Sedile di trasferimento per vasca - ONDA
-------	--

Destinazione d'uso

Ausilio per vasca da bagno destinato a persone con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Sedile di trasferimento da vasca struttura in alluminio, seduta e schienale in HDPE (polietilene ad alta densità). Regolabile in altezza per una maggiore adattabilità, puntali in gomma antiscivolo. Montaggio senza attrezzi.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y091203
Numero di Repertorio	1378166

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di incrementi in altezza	8
Peso Max sopportabile	110 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Maniglia e seduta	HDPE (Polietilene Alta Densità)

DIMENSIONI	
Altezza Seduta	<i>88,6 – 106,3 Cm</i>
Nr. regolazioni	<i>8</i>
Passo regolazioni	<i>2,5 Cm</i>
Seduta	<i>68,5 x 43 Cm</i>
Altezza seduta	<i>54,1 – 71,9 Cm</i>
Peso	<i>5 Kg</i>