

art. 648


MUTANDA ERNIABLOCK



- Caratterizzato da una forte azione contenitiva
- Modello alto sull'addome e particolarmente adatto alle persone anziane
- Predisposto per l'uso di cuscinetti opzionali (art. OT6)
- Massima funzionalità e vestibilità garantite dall'utilizzo di diverse tipologie di tessuti all'interno dello stesso prodotto, tutti caratterizzati da diverse forze elastiche, per un miglior risultato funzionale e di vestibilità
- Dotato di apertura al tassello
- L'esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

INDICAZIONI

- Contenzione di ernie inguinali
- Indicato dopo l'intervento chirurgico
- Garantisce un efficace sostegno addominale



TAGLIA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Circ. bacino (cm)	71-77	77-82	82-88	88-94	94-100	100-105	105-110	110-117	117-123	123-130

COMPOSIZIONE

80% COTONE MAKO' - 20% ELASTAN

CUSCINETTO: 20% COTONE MAKO' - 76% POLIETILENE - 4% ELASTAN

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

