

art. 690


COSTUME DA BAGNO ERNIABLOCK



- Slip Erniablock in versione da bagno, con tutte le sembianze di un normale costume
- Caratterizzato da un'efficace contenzione, è predisposto per l'utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. T06)
- Tessuto esterno il Lycra ma rivestito internamente di un tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, per garantire il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

INDICAZIONI

- Contenzione di ernie inguinali
- Indicato dopo l'intervento chirurgico
- Garantisce un efficace sostegno addominale



TAGLIA	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Circ. bacino (cm)	71-77	77-82	82-88	88-94	94-100	100-105	105-110	110-117	117-123

COMPOSIZIONE

70% COTONE MAKO' - 20% ELASTAN - 10% POLIAMMIDE

CUSCINETTO: 20% COTONE MAKO' - 76% POLIETILENE - 4% ELASTAN

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante