

## TUTORE PER INSTABILITÀ LCA-LCP E LCM-LCL



- Scopo del tutore è mantenere in posizione fisiologica l'articolazione del ginocchio durante i movimenti di flessione estensione, evitandone cedimenti laterali
- E' composto da due prese anatomiche, una di coscia e una a livello dei gemelli
- E' dotato di due aste sagomate, medialmente e lateralmente, con uno snodo policentrico a centro variabile che permette di seguire fedelmente il movimento roto-traslatorio dell'articolazione
- Snodo libero o regolabile in flessione estensione
- Tutore di applicazione semplice, in quanto le due prese sono totalmente apribili con una facile e agevole regolazione
- Il sistema a doppia leva di trazione assicura una perfetta distribuzione della forza in tutta la circonferenza dell'arto, molto sicura anche la chiusura garantita dal doppio velcro di bloccaggio
- Massimo comfort e traspirabilità sono assicurati dai tessuti innovativi "3D Spacer" (100% Traspirante)

### INDICAZIONI

- Rottura e/o ricostruzione LCA-LCP, rottura e postintervento legamenti collaterali
- Eventi traumatici (distorsioni lussazioni) lassità articolare, instabilità laterale
- Sostegno in casi di lieve/medie gonartrosi
- Sostegno nel trattamento riabilitativo sia attivo che passivo
- Non rallenta l'apprendimento propriocettivo
- Il tutore aumenta la sicurezza durante il recupero funzionale e nella ripresa dell'attività sportiva

DESTRO E SINISTRO - ALTEZZA: 40 CM

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	* XXXL
Circ. coscia* (cm)	34 - 38	38 - 43	43 - 49	49 - 56	56 - 64	64 - 73	73 - 83

\* da 15 cm sopra il ginocchio

\* la taglia XXXL è disponibile solo su richiesta



### COMPOSIZIONE

87% POLIESTERE - 13% ELASTAN
------------------------------

### COLORI ●



3D Spacer

**rad yarn®**  
bacteriostatic



100%  
Traspirante



Previene  
i cattivi odori



Resistente



Batteriostatic

