

SURACE

PIP GRAZIA

Larghezza esterna
solo 59 cm
Only 59 cm
external width



Larghezza
braccioli
variabile
Adjustable
width
between
armrests

kg
19

Codice LEA 12.22.18.006

PIP ARZILLA



Con regolazione sincronizzata di
schienale, appoggiatesta e
braccioli
With synchronized regulation of
backrest, legrests and armrests



Bracciolo concavo con supporto
palmare iperestensore (optional)
Concave armrest with adjustable
hand support (optional)

717 GRAZIA Poltrona articolata universale

Standard: Wc igienizzabile. Super imbottiture anatomiche. Imbottiture e tessuti ignifughi. Schienale regolabile. Appoggiatesta regolabile. Pedane regolabili ed estraibili. Fianchi estraibili. Fianchetti paravesti. Gomme soft. Predellini posteriori antiribaltamento.

Optional: Cintura di sicurezza. Cintura a bretellaggio. Appoggiatesta. Tavolino sagomato. Maniglie singole di spinta allo schienale. Astine appoggiatesta girevoli. Bracciolo concavo. Braccioli regolabili in altezza. Cuscinetti per il tronco. Divaricatore. Freni a tamburo.

717 GRAZIA Articulated, universal armchair

Standard: Easily cleanable WC. Super anatomical padding. Fire-retardant padding and upholstery. Adjustable backrest. Swinging, adjustable legrests, with integral anatomical padding. Adjustable and removable footrests. Removable sides. Clothes guards. Soft wheels. Anti-overturn rear tips.

Optional: Security belt. Cross belt. Headrest. Contoured table. Single push handles at the back. Swinging legrests poles. Concave armrests. Adjustable in height armrests. Trunk supports. Thigh divider. Drum brakes.

ISO Class 12.21.03.006+12.24.21.103

cm Ø 30	cm Ø 18	L 59	L 43-45,5-48	H 50	Standard	Optional	Portata