

MICHELLE



LARGHEZZA



80/75/72

ALTEZZA



110

PROFONDITÀ



80

PORTATA MASSIMA KG




120

LARGHEZZA INTERNA




52

ALTEZZA SEDUTA




48

PROFONDITÀ SEDUTA



50

ESTENSIONE MASSIMA



180

MOVIMENTI

E2: 1 motore relax + alzainpiedi



E4: 2 motori relax + alzainpiedi



ACCESSORI

- Roller System
- Pediera estensibile
- Kit batteria 60 cicli
- Kit rivestimento copri testa e braccioli
- Coppia piedini cromati

LEGENDA MOTORI

E0	manuale relax
E2	1 motore relax + alzainpiedi
E4	2 motori relax + alzainpiedi
E5	2 motori relax + alzainpiedi + posizione letto + verticalizzazione
XXL2	2 motori relax + alzainpiedi
XXL3	3 motori relax + alzainpiedi

SISTEMA DI VERTICALIZZAZIONE *
permette di regolare l'altezza di seduta da 0 a 15 cm per facilitare la
posizione di seduta al tavolo

Movirelax Italia

MOVIRELAX ITALIA SRL
sede legale:
via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano - Italia
sede operativa:
via Degli Artigiani, 65 - 22040 Lurago D'Erba (CO) - Italia

info@movirelax.com
tel. +39 031879083