

**523 / 523 S CAMP CORSETTO ELASTICO LOMBOSACRALE**

Modello 523 per uomo  
Modello 523 S per donna

Prodotto realizzato su disegno esclusivo e secondo le specifiche tecniche di Camp International Jackson, Mich. sono stati impiegati i seguenti materiali di alta qualità:

- Tessuto elastico di cotone con chiusura a velcro.
- Rinforzo con banda elastica incrociata nella parte posteriore.
- 4 stecche: due verticali lombari e due laterali in diagonale.
  - Guide per stecche rigide se necessarie.

Punti di Forza:

- Sostegno lombosacrale dato il rinforzo con banda incrociata.
- Perfetto adattamento al paziente con supporto uniforme che può essere aumentato introducendo le stecche rigide.
- Facilità di applicazione.

**CODICE:** N / A | **Categorie:** [Tronco](#) |

Lievi lombalgie.  
Lombaggini.  
Post-operatorio dell'ernia ombelicale.

### **TAGLIE DISPONIBILI**

Circonferenza bacino:  
Small (da 81 a 90 cm)  
Medium (da 91 a 100 cm)  
Large (da 101 a 110 cm)  
XLarge (da 111 a 120 cm)

### **DOWNLOAD**