

**501 CAMPX CORSETTO ELASTICO LOMBOSACRALE**

Struttura in cotone ed elastomero 3D  
Inserito paravertebrale con tessuto a “nido d’ape”  
Chiusura anteriore con Microvelcro®  
Rinforzo posteriore elastico ad incrocio  
Nr. 2 rinforzi paravertebrali automodellanti  
Nr. 4 rinforzi laterali automodellanti

**CODICE:** N / A | **Categorie:** [Tronco](#) |

**IMMAGINI DELLA GALLERIA**

**SCHEDA PRODOTTO**



**SCHEDA PRODOTTO**

Lombalgie  
Lombosciatalgie  
Contratture muscolari paravertebrali  
Lievi traumi della colonna lombo-sacrale

**TAGLIE DISPONIBILI**

S M L XL XXL  
nei colori Beige e Grigio

**DOWNLOAD**