

COLLARI MORBIDI CAMP ORTESI CERVICALI MORBIDE NON SAGOMATE

Modelli sagomati 5620 - 5621 - 5720 - 5721 - 5820 - 5821

Modelli non sagomati 5750 - 5700 - 5800

Realizzati in gommapiuma e rivestiti in maglina elasticizzata in cotone, i collari morbidi Camp, sono leggeri e confortevoli. Facili da applicare e regolare, grazie alla chiusura in velcro, permettono di mantenere in posizione neutra e di scarico il tratto cervicale, in tutte le situazioni che lo richiedono.

CODICE: N / A | **Categorie:** [Cervicale](#) |

Cervicalgie

Piccola patologia della colonna cervicale

Ottimo nell'immobilizzazione della regione cervicale per sostegno e compressione

TAGLIE DISPONIBILI

Altezza Girocollo

Mod. 5750 cm 6 da cm 30 a 45

Mod. 5700 cm 8 da cm 30 a 45

Mod. 5800 cm 10 da cm 30 a 45

DOWNLOAD