

# Sollevatori e Verticalizzatori

*Patient Lifters and Patient Stand-Up Hoists*

Cod. **N750/180I** 

COD.ISO 12.36.03.006

- Sollevatore in alluminio con struttura pieghevole
- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo
- batteria intercambiabile e ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
- Regolazione apertura gambe tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera
- Dispositivo manuale di emergenza di discesa
- Ampia estensione del braccio che permette la presa del paziente da terra
- Portata 180kg

- *Patient Lifter with folding frame made of aluminum*
- *Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable*
- *Interchangeable and rechargeable feeding battery by current transformer provided as standard*
- *Leg opening adjustment by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable*
- *Emergency movement manual device in case electrical failure*
- *The wide extension of the standup arm allows the taking of the patient from the floor.*
- *Max. load capacity 180kg.*



Gemini  
N750





## Tabella comparativa Comparative table



	mm	mm	mm	mm	Kg
"N115/140 elettrico / electric"	630 - 900	1210	110	860 - 1700	140
"N305/150 oleodinamico / hydraulic"	585 - 870	1100	115	615 - 1750	150
"N315/150 elettrico / electric"	585 - 870	1100	115	490 - 1680	150
"N315/150I elettrico / electric"	585 - 870	1100	115	490 - 1680	150
N505/170 oleodinamico / hydraulic	675 - 1245	1263	110	720 - 1780	170
N515/150 elettrico / electric	675 - 1245	1263	110	550 - 1610	150
N705/200 oleodinamico / hydraulic	670 - 1190	1263	110	790 - 1665	200
N715/170 elettrico / electric	670 - 1190	1263	110	690 - 1630	170
N715/200 elettrico / electric	6670 - 1190	1263	110	660 - 1575	200
N750/180I elettrico / electric	600 - 1070	1270	110	370 - 1640	180

Per le versioni elettriche la KSP Italia si riserva il diritto di assemblare motorizzazioni Linak, Dewert o altre marche a seconda delle disponibilità sul mercato.  
KSP Italia reserves the right to assemble electric kit Linak, Dewert or other brands according with availability on the market.