

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 01.02.2022	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP758S	Deambulatore regolabile in altezza con appoggio sottoascellare pieghevole.
---------------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole sottoascellare regolabile in altezza realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio sottoascellare regolabile in altezza, profondità e larghezza. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31120</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y120609</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>228880</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.09.006</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.06.12.006</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile	<i>130 kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Acciaio Verniciato</i>
Appoggio sottoascellare	<i>Poliuretano</i>

PESO E DIMENSIONI									
Peso				11 Kg. ca					
Ruote				10 Cm					
MISURE									
								Spazio utile	
RP758S	78 cm	47-62 cm	76-90 cm	81-95 cm	113-153 cm	53 cm	31-67 cm	interno 42 cm	130 kg
ACCESSORI									
RP757				Sedile					
RP759/1				Tavolino imbottito regolabile					
RV7115				Barre d'appesantimento					

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm