


# MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Il materasso 30MC è un dispositivo medico destinato alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.

Prodotto in schiuma poliuretanic micro cellulare a cellula aperta di tipo convenzionale, con lavorazione scarichi tronco piramidali, senza l'impiego di C.F.C.

Non contiene lattice ed è stato trattato per ostacolare la formazione di batteri, microbi, acari e muffe. Protezione chimica agli odori assicurata.

Perfetta stabilità e adattabilità del materasso sul letto in qualsiasi sua articolazione; ottima riduzione delle pressioni di contatto ed elevato comfort per il paziente.

Disponibile in due diverse misure: 90x200 cm e 120x200 cm

Il materasso 30MC alto 5 cm è idoneo come base di supporto per sistemi antidecubito ad aria a basso e medio rischio.

## DESTINAZIONE D'USO

Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

## GAMMA PRODOTTI

| Codice prodotto | Descrizione   | BD/RDM  | CND     |
|-----------------|---|---------|---------|
| 94003000        | MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC                      | 2270005 | V080702 |
| 94003012        | MATERASSO ANTIDECUBITO 120 cm IN POLIURETANO 30MC               | 2270022 | V080702 |
| 94003850        | MATERASSO ANTIDECUBITO 90 cm IN POLIURETANO 30MC - altezza 5 cm | 2270015 | V080702 |

## INFORMAZIONI GENERALI



## MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>FABBRICANTE</b> | Movi Spa<br>Divisione Wimed<br>Via Dione Cassio, 15<br>20138 Milano<br>Italia |
|--------------------|---|

# MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC

## DATI REGOLATORI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b> | I<br>Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017. |
|--------------------------------------|--|

## SPECIFICHE TECNICHE

|  |  |
|--|--|
| <b>Dimensioni reali materasso</b>                  | Cod. 94003000 - 193x83x14 cm / Cod. 94003850 - 193x83x5 cm<br>Materasso idoneo per rete 90x200 cm<br>Cod. 94003012 - 195x120x14 cm<br>Materasso idoneo per rete 120x200 cm       |
| <b>Peso</b>  | Cod. 94003000 - 5,7 Kg<br>Cod. 94003012 - 8,2 Kg   |
| <b>Portata massima</b>                             | 150 Kg   |
| <b>Materiale/Densità della Base in Poliuretano</b> | Poliuretano espanso - 30 Kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Materiale del materasso</b>                     | Mescola pressofusa di poliuretano espanso ad alta densità (30 Kg/m <sup>3</sup> ) e alta resilienza  |
| <b>Portata Terapeutica</b>                         | 150 Kg   |
| <b>Pulizia / Disinfezione</b>                      | Pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria, senza esposizione diretta ai raggi solari. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo. |
| <b>C.F.C.</b>                                      | Completamente assente  |
| <b>Lattice</b>                                     | Free   |



# MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC

## SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA

### Smaltimento

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/ o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati come rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità preposte allo smaltimento che li riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste indicazioni contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D. Lgs 151/2005 e D. LGS 152-06. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.