

LAMAGNETO

LaMagneto è l'ultimo modello di magnetoterapia che ti permette di ridurre il dolore e le infiammazioni comodamente a casa tua.

Dispone di 46 programmi terapeutici preimpostati, aggiornati secondo i più recenti studi clinici, e di 2 canali indipendenti per fare due trattamenti diversi contemporaneamente o per 2 utenti.



CARATTERISTICHE

- ✓ 46 programmi terapeutici preimpostati
- ✓ 2 canali indipendenti
- ✓ Display a colori
- ✓ Intensità fino a 150 gauss per canale
- ✓ Frequenza da 1 a 100 Hz
- ✓ Funzione "Ultimi 10" programmi utilizzati

REP: 2369729/R

CODIFICA EMDN: Z120606

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

LaMagneto è un dispositivo medico certificato CE 1936

UDI-DI LaMagneto: 08019781101068

MD

PROGRAMMI

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 01 Osteoporosi | 17 Coxartrosi | 33 Neuropatia |
| 02 Artrosi | 18 Atrofie muscolari | 34 Strappo muscolare |
| 03 Artrite | 19 Trattamento muscolare | 35 Crampo muscolare |
| 04 Artrosi cervicale | 20 Osteonecrosi | 36 Rizartrosi |
| 05 Dolori articolari | 21 Algodistrofia | 37 Sindrome da impingement |
| 06 Cervicalgia | 22 Lesione cartilaginea | 38 Sindrome del tunnel carpale |
| 07 Dolore cronico | 23 Lesione legamento | 39 Protesi titanio |
| 08 Fratture | 24 Edema osseo | 40 Cuffia dei rotatori |
| 09 Epicondilita | 25 Tendinite | 41 Tunnel tarsale |
| 10 Eptrocleitite | 26 Condropatia | 42 Notturmo 1 Hz |
| 11 Pseudoartrosi | 27 Antinfiammatorio | 43 Notturmo 15 Hz |
| 12 Lombalgia | 28 Colpo di frusta | 44 Notturmo 50 Hz |
| 13 Dolore lombo-sacrale | 29 Cicatrizzazione | 45 Notturmo 75 Hz |
| 14 Artrosi spalla | 30 Ulcere cutanee | 46 Scansione automatica (Autoscan) |
| 15 Artrosi ginocchio | 31 Discopatia | |
| 16 Periartrite scapolo omerale | 32 Mialgia | |

LAMAGNETO

DOTAZIONE

- ✓ Dispositivo LaMagneto
- ✓ 2 fasce terapeutiche (F3S2000)
- ✓ Alimentatore medicale
- ✓ Magnete per la verifica del funzionamento del dispositivo
- ✓ 3 fasce in tessuto non tessuto (TNT) 15x150 cm
- ✓ Manuale d'uso
- ✓ Borsa per il trasporto



DIMENSIONI DISPOSITIVO 180 x 110 x 50 mm

FAQ

COME AGISCE LA MAGNETOTERAPIA?

L'efficacia della magnetoterapia si basa in particolare sulla pulsazione del campo elettromagnetico che viene attivato e disattivato alternativamente in rapida sequenza. Questo meccanismo condiziona la cellula che viene stimolata dalla sequenza di campi elettromagnetici. Questi a loro volta cedono energia alla cellula ripristinando l'equilibrio elettrico. Le modificazioni biologiche indotte dai campi magnetici su membrane biologiche, cellule e vasi determinano effetti terapeutici quali: antinfiammatorio, antiedemigeno e stimolante della riparazione tissutale. Il rilassamento della muscolatura ottenuto con la magnetoterapia favorisce il miglioramento della microcircolazione. Le fibre lisce si rilassano e si produce un effetto di vasodilatazione. Il rilascio di endorfine contribuisce ad elevare la soglia del dolore ed una leggera iperemia produce un effetto antinfiammatorio.

LA MAGNETOTERAPIA È DAVVERO EFFICACE?

La magnetoterapia rappresenta da decenni una terapia consolidata e dall'efficacia universalmente riconosciuta. Esistono numerosi studi clinici in letteratura che riportano l'efficacia della magnetoterapia nel trattamento delle patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico.

LA MAGNETOTERAPIA HA CONTROINDICAZIONI?

Gli studi effettuati e le esperienze cliniche confermano l'assoluta innocuità e assenza di effetti indesiderati della terapia con onde elettromagnetiche (le controindicazioni, o meglio l'utilizzo sotto stretto controllo medico, si limitano ai portatori di pace-maker e protesi magnetizzabili, alle donne in gravidanza, ai bambini, a pazienti con gravi patologie cardiologiche/neurologiche, malattie virali, infezioni acute, micosi o che presentano stati tumorali estesi). Non sono noti significativi effetti collaterali legati alla terapia, né si riportano problemi legati alla eccessiva esposizione al campo elettromagnetico generato dal dispositivo.

PER QUANTO TEMPO DEVO FARE TERAPIA?

Per un buon trattamento di magnetoterapia è fondamentale consultare prima di tutto il proprio medico per identificare la patologia di cui si soffre. In generale la magnetoterapia richiede tempi di trattamento medio-lunghi. Si consiglia di eseguire cicli di 45-90 giorni della durata minima di 2-4 ore giornaliere, salvo diverse indicazioni da parte del medico. Se necessario è possibile ripetere il trattamento più volte durante l'anno. Per esempio in caso di artrosi, artriti, osteoporosi e dolori articolari. Non esistono rischi di sovradosaggio. Infatti, come nel caso di alcune patologie (riportate nel manuale d'uso) è possibile fare terapia notturna anche per 8 ore consecutive.