



Deambulatori e rollatori

Walkers and rollators

Cod. N01

COD.ISO 12.06.03.006
CND Y120603
RDM 2272546

- Deambulatore articolato e pieghevole in alluminio su 4 puntali.
- Regolabile in altezza.
- *Folding and jointed aluminium walker with four anti-slip tips.*
- *Height adjustable.*



Cod. N02

COD.ISO 12.06.03.003
CND Y120603
RDM 2269796

- Deambulatore pieghevole in alluminio su 4 puntali.
- Regolabile in altezza.
- *Folding aluminium walker with four anti-slip tips.*
- *Height adjustable.*



Cod. N03

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606
RDM 2268079

- Deambulatore pieghevole in alluminio.
- Regolabile in altezza.
- 2 puntali posteriori.
- 2 ruote anteriori direzionali.
- *Folding walker made of aluminium.*
- *Height adjustable.*
- *Two rear legs equipped with anti-slip tips with two front steering wheels.*

Cod. N04

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606
RDM 2268082

- Deambulatore pieghevole in alluminio.
- Regolabile in altezza.
- 2 puntali posteriori.
- 2 ruote anteriori piroettanti Ø3".
- *Folding walker made of aluminium.*
- *Height adjustable.*
- *Two rear legs equipped with anti-slip tips with two front rotating wheels ø3".*





Deambulatori e rollators

Walkers and rollators



Cod. N05

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606
RDM 2259726

- Deambulatore pieghevole in alluminio.
- Regolabile in altezza.
- 2 ruote posteriori direzionali Ø3" complete di tampone di stazionamento a molla
- 2 ruote anteriori piroettanti Ø3"
- *Folding walker made of aluminium.*
- *Height adjustable.*
- *Two rear steering wheels ø3" and with self-locking spring system with two front rotating wheels ø3".*



Cod. N06

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606
RDM 2268083

- Deambulatore pieghevole in alluminio.
- Regolabile in altezza.
- 2 puntali posteriori completi di tampone di stazionamento a molla
- 2 ruote anteriori piroettanti Ø5"
- *Folding walker made of aluminium.*
- *Height adjustable.*
- *Two rear legs equipped with anti-slip tips and with self-locking spring system with two front rotating wheels ø5".*

Cod. N07

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606
RDM 2266183

- Deambulatore pieghevole in alluminio.
- Regolabile in altezza.
- 2 ruote posteriori direzionali Ø3" complete di tampone di stazionamento a molla
- 2 ruote anteriori piroettanti Ø5"
- *Folding walker made of aluminium.*
- *Height adjustable.*
- *Two rear steering wheels ø3" and with self-locking spring system with two front rotating wheels ø5".*





Deambulatori e rollatori

Walkers and rollators

Cod. **R11**

COD.ISO 12.06.12.006
CND Y120606
RDM 2258367

- Deambulatore pieghevole a crociera realizzato in acciaio verniciato.
- Sottoascellari imbottiti con supporto regolabile in altezza e larghezza.
- Gambe regolabili in altezza.
- 4 ruote di cui 2 con freno.
- *Folding walker with cross bar made of painted steel.*
- *Padded underarm supports adjustable in height.*
- *Legs adjustable in height.*
- *4 wheels, 2 with brakes.*

Descrizione Description		R11
Escursione altezza gambe / Range legs height	mm	100
Altezza impugnatura terra / Height of handle from ground	mm	930 - 1030
Altezza ascellari / Height of axillary from ground	mm	1070 - 1530
Distanza poggiamani ascellari / Distance rest-hands axillary	mm	150 - 500
Larghezza totale / Overall width	mm	600
Lunghezza totale / Total length	mm	690
Peso / Weight	Kg	11
Portata / Capacity	Kg	100
Altezza sedile-terra / Height seat-ground	mm	520 - 620
Altezza tavolo-terra / Height table-ground	mm	1090 - 1550
Escursioni ascellari / Range underarms	mm	350



Cod. **R3111**


- Sedile imbottito (Optional)
- Padded seat (Optional)



Cod. **CA8861L**

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606

- Rollator pieghevole in alluminio verniciato.
- Dotato di borsa portaoggetti removibile.
- Sedile in tessuto.
- Freni di stazionamento e manovra.
- Maniglie regolabili in altezza.
- 2 Ruote anteriori piroettanti 8".
- 2 Ruote posteriori direzionali 8".
- *Folding rollator made of painted aluminium.*
- *Removable fabric shopping bag.*
- *Mesh cloth seat.*
- *Service and operational brakes.*
- *Handles adjustable in height.*
- *2 swivel front wheels 8".*
- *2 Rear directional wheels 8".*



Freni di stazionamento
Service brakes



Descrizione Description		CA8861L	CA882W	CA8761L
Altezza impugnatura terra / Height of handle from ground	mm	800 - 930	890 - 1000	820 - 930 890 - 1000
Altezza sedile terra / Height of seat from ground	mm	550	550	550 - 630
Larghezza totale / Overall width	mm	600	700	585
Lunghezza totale / Total length	mm	660	670	660 - 730
Peso / Weight	Kg	7	11.5	7.5
Portata / Capacity	Kg	130	200	100



Deambulatori e rollators


Walkers and rollators

Cod. **CA882W**

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606

- Rollator pieghevole in alluminio verniciato.
- Dotato di cestino removibile, sedile e barra poggiaschiene.
- Freni di stazionamento e manovra.
- Maniglie regolabili in altezza.
- Freni di stazionamento e manovra.
- 2 Ruote anteriori piroettanti 8".
- 2 Ruote posteriori direzionali 8".

- *Folding rollator made of painted aluminium.*
- *Equipped with removable basket seat and backrest bar.*
- *Service and operational brakes.*
- *Handles adjustable in height.*
- *Service and operationa brakes.*
- *2 swivel front wheels 8".*
- *2 Rear directional wheels 8".*



Freni di stazionamento
Service brakes




Cod. **CA8761L**

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606

- Deambulatore pieghevole in alluminio verniciato.
- Dotato di cestino a rete portaoggetti removibile.
- Sedile e barra poggiaschiene.
- Sedile regolabile in altezza.
- Freni di stazionamento e manovra.
- Maniglie regolabili in altezza.
- 2 Ruote anteriori piroettanti 8".
- 2 Ruote posteriori direzionali 8".

- *Folding rollator made of painted aluminium.*
- *Removable fabric shopping basket.*
- *Seat and backrest bar.*
- *Height adjustable seat.*
- *Mesh cloth seat.*
- *Service and operational brakes.*
- *Handles adjustable in height.*
- *2 swivel front wheels 8".*
- *2 Rear directional wheels 8".*



Freni di stazionamento
Service brakes






Deambulatori e rollatori

Walkers and rollators

Cod. **CA882L**

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606

- Rollator pieghevole in alluminio verniciato.
 - Dotato di cestino removibile, sedile e barra poggiaschiena.
 - Freni di stazionamento e manovra.
 - Maniglie regolabili in altezza.
 - 2 Ruote anteriori piroettanti.
 - 2 Ruote posteriori direzionali.
- *Folding rollator made of painted aluminium.*
 - *Equipped with removable basket seat and backrest bar*
 - *Service and operational brakes*
 - *Handles adjustable in height.*
 - *2 swivel front wheels.*
 - *2 Rear directional wheels.*




Freni di stazionamento
Service brakes



Cod. **CA880**

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606

- Rollator pieghevole in acciaio verniciato.
 - Dotato di 4 ruote da 8"
 - Cestino rigido removibile.
 - Dotato di portaoggetti in plexiglass removibile.
 - Maniglie regolabili in altezza.
 - Freni di stazionamento e manovra.
 - 2 Ruote anteriori piroettanti.
 - 2 Ruote posteriori direzionali.
- *Folding rollator made of painted steel.*
 - *4 wheels of 8".*
 - *Removable rigid basket.*
 - *Equipped with removable plexiglass storage compartment.*
 - *Handles adjustable in height.*
 - *Service and operationa brakes.*
 - *2 swivel front wheels.*
 - *2 Rear directional wheels.*



Freni di stazionamento
Service brakes



Descrizione / Description		CA882L	CA880
Altezza impugnatura terra / Height of handle from ground	mm	760 - 870	755 - 910
Altezza sedile terra / Height of seat from ground	mm	540	600
Larghezza totale / Overall width	mm	600	595
Lunghezza totale / Total length	mm	660	675
Peso / Weight	Kg	7.5	9
Portata / Capacity	Kg	100	100




Deambulatori e rollatori

Walkers and rollators


Cod. R23

COD.ISO 12.06.12.003
CND Y120606
RDM 2266314

- Rollator pieghevole in alluminio verniciato.
- Ruote da 8" in PVC.
- Seduta in tessuto.
- Borsa portaoggetti removibile in tessuto.
- Maniglie regolabili in altezza in 6 posizioni.
- Freni di stazionamento e manovra.
- Supporti brachiali regolabili in altezza
- Dotato di portabastone.
- 2 Ruote anteriori piroettanti.
- 2 Ruote posteriori direzionali.
- *Folding rollator made of painted aluminium.*
- *PVC wheels of 8".*
- *Mesh cloth seat.*
- *Removable fabric shopping bag.*
- *6 positions height adjustable knobs.*
- *Service and operational brakes.*
- *Height adjustable forearm support.*
- *Equipped with cane holder.*
- *2 swivel front wheels.*
- *2 Rear directional wheels.*



Maniglie regolabili
Adjustable handles




Freni di stazionamento
Service brakes

Descrizione / Description		R22	R23	R24
Altezza impugnatura terra / Height of handle from ground	mm	840 - 970	1080 - 1200	800 - 930
Altezza sedile terra / Height of seat from ground	mm	550	520	520
Larghezza totale / Overall width	mm	600	620	600
Lunghezza totale / Total length	mm	800 - 1000	700	700
Peso / Weight	Kg	8,5	10,5	10
Portata / Capacity	Kg	120	120	120


Cod. R22

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606
RDM 2258561

- Rollator pieghevole 2 in 1 trasformabile in carrozzina.
- Struttura in alluminio verniciato.
- 4 ruote da 8" in PCV removibili.
- Seduta in tessuto.
- Borsa portaoggetti in tessuto removibile.
- Freni di stazionamento e manovra.
- Manopole regolabili in altezza
- Dotato di portabastone.
- Pedane regolabili, girevoli con blocco e removibili (per configurazione rollator).
- Schienale girevole (per configurazione rollator / carrozzina).
- *Two-in-one folding rollator convertible in wheelchair.*
- *Framework made of painted aluminium.*
- *4 removable PVC wheels of 8".*
- *Mesh cloth seat.*
- *Removable fabric shopping bag.*
- *Service and operational brake.*
- *Ergonomic and height adjustable knobs*
- *Equipped with cane holder.*
- *Adjustable and removable footrests swiveling with locking (for rollator configuration).*
- *Swiveling backrest (for rollator / wheelchair configuration).*



Freni di stazionamento
Service brakes




Trasformabile in carrozzina
Convertible in wheelchair.

Cod. R24

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606
RDM 2266324

- Rollator pieghevole in alluminio verniciato.
- Ruote da 8" in PVC.
- Seduta in tessuto.
- Borsa portaoggetti removibile in tessuto.
- Manopole regolabili in altezza
- Freni di stazionamento e manovra.
- Dotato di portabastone.
- *Folding rollator made of painted aluminium.*
- *PVC wheels of 8".*
- *Mesh cloth seat.*
- *Removable fabric shopping bag.*
- *Ergonomic and height adjustable knobs*
- *Service and operational brakes.*
- *Equipped with cane holder.*



Freni di stazionamento
Service brakes




Deambulatori e rollatori

Walkers and rollators

Cod. R25

COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606
RDM 2258603

- Rollator pieghevole in alluminio verniciato.
- Sedile in tessuto.
- Freni di stazionamento e manovra.
- Borsa portaoggetti removibile in tessuto.
- Dotato di porta bastone.
- Manopole regolabili in altezza.
- Ruote posteriori removibili.
- 2 Ruote anteriori piroettanti.
- 2 Ruote posteriori direzionali.
- *Folding rollator made of painted aluminium.*
- *Mesh cloth seat.*
- *Service and operational brakes*
- *Removable fabric shopping bag*
- *Equipped with cane holder.*
- *Ergonomic and height adjustable knobs*
- *Removable rear wheels*
- *2 swivel front wheels.*
- *2 Rear directional wheels.*




Freni di stazionamento
Service brakes

Cod. R26


COD.ISO 12.06.06.006
CND Y120606
RDM 2266335

- Rollator pieghevole in alluminio verniciato.
- Maniglie regolabili in altezza.
- Freni di stazionamento e manovra.
- Borsa portaoggetti removibile.
- Sedile in tessuto.
- Completo di portabastone.
- Ruote posteriori removibili.
- 2 Ruote anteriori piroettanti.
- 2 Ruote posteriori direzionali.

- *Folding rollator made of painted aluminium.*
- *Handles adjustable in height.*
- *Service and operational brakes.*
- *Removable fabric shopping bag.*
- *Mesh cloth seat.*
- *Complete with cane holder.*
- *Removable rear wheels.*
- *2 swivel front wheels.*
- *2 Rear directional wheels.*



Freni di stazionamento
Service brakes



Maniglie regolabili
Adjustable handles

Descrizione / Description		R25	R26
Altezza impugnatura terra / Height of handle from ground	mm	800 - 930	780 - 920
Altezza sedile terra / Height of seat from ground	mm	550	540
Larghezza totale / Overall width	mm	670	640
Lunghezza totale / Total length	mm	700	700
Peso / Weight	Kg	8	9
Portata / Capacity	Kg	120	120