

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 05.09.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RH840	Sedia per doccia e WC
-------	-----------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta imbottita in PU (poliuretano) schienale in spalmato di PU. Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio. Pedana ribaltabile.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1853326
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	03.12.03.012
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	200 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano
Schienale	SKY – Spalmato di poliuretano


DIMENSIONI**RH840**

*Dimensioni:  L: 83 cm  P: 100 cm  H: 97 cm

Seduta: 61 x 40 cm

Altezza seduta: 50,5 cm

Altezza braccioli: 73÷75 cm

 Portata massima: 200 kg

* Le misure si riferiscono alle dimensioni di medio ingombro