

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 27.12.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

PO410	Poltrona elevabile AGAVE con roller 4 ruote 50mm
-------	--

**Destinazione d'uso**

Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni

**Caratteristiche principali**

Poltrona elevabile AGAVE, pensata per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Struttura in acciaio verniciato, tessuto tecnico, antimacchia, idrorepellente, antiacaro, antimicrobico, antibatterico e traspirante. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. La poltrona è inoltre dotata della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare. Completa di roller system con 4 ruote da 50mm e 4 piedi in PVC.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	EXTRA UE
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	10796
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	V08020101
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2506282

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	130 Kg
<b>Confezionamento</b>	Scatola di Cartone.
<b>Peso</b>	55 Kg
<b>Numero motori</b>	2
<b>Parti motorizzate</b>	3 – Seduta, Schienale, Poggia gambe
<b>Alimentazione</b>	230V 50/60Hz
<b>Assorbimento</b>	Max 110W W

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Telaio</b>	Acciaio verniciato a polveri e legno
<b>Imbottitura</b>	Poliuretano
<b>Densità schienale</b>	18-22 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Densità pediera</b>	18 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Densità seduta</b>	35 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Densità braccioli</b>	40 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Tessuto</b>	Poliestere
<b>Latex Free</b>	SI

**FUNZIONI DISPONIBILI**

<b>Total relax</b>	Posizione TV
<b>Metti in piedi</b>	

**VARIANTI**

PO410B – Tessuto LUX 28 Blu	PO410R – Tessuto LUX 14 Rossa
PO410S – Tessuto LUX 03 Sabbia	

**DIMENSIONI**

<b>Codici</b>												
PO410x	52	48	49	66	90	61	105	160	150	-	130	55

(\*) tolleranza +/- 1 Cm

**ACCESSORI OPZIONALI**

<b>POA305</b>	Batteria tampone
<b>POA407x</b>	Kit copri poltrona - copribracciolo