

CI122
Carrello polifunzionale componibile EOLO
Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasporto di materiale sanitario

Caratteristiche principali

Carrelli con base, ripiani e maniglia/e in acciaio verniciati a polveri di colore bianco. Colonna in alluminio bianca (RAL9010) o grigia (RAL7046), personalizzabile con kit di 8 strisce colorate in dotazione. Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm con freno. Maniglia e ripiani posizionabili ad ogni altezza, così come gli accessori optional.

Immagine del prodotto

RIFERIMENTI


| | |
|--|-----------------------|
| Fabbricante ai sensi 93/42 | <i>MORETTI S.P.A.</i> |
| Paese di produzione | <i>ITALIA</i> |
| Classe di dispositivo 93/42 | <i>Classe I</i> |
| Codice GMDN | <i>36801</i> |
| Codice Classificazione CND | <i>V0899</i> |
| Repertorio dei Dispositivi Medici | <i>1444934</i> |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--------------------|---|
| Materiale | Acciaio verniciato e alluminio verniciato |
| Portata MAX | 20 Kg per ripiano |

VARIANTI

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| CI122B – Colonne bianche | CI122G – Colonne grigie |
|---------------------------------|--------------------------------|

MISURE
Dimensioni - 1 colonna

Misure in mm

| Codici prodotto | A | B | C | D | E | Peso prodotto (kg) | Portata massima (kg) |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|----------------------|
| CI122B | 800 | 630 | 500 | 400 | 350 | 20 | 20 kg |
| CI122G | | | | | | | |

ACCESSORI / RICAMBI

| | |
|---------------|--|
| CIA100 | Ripiano per 1 colonna 30 x 40 Cm |
| CIA102 | Ripiano per 1 colonna 35 x 40 Cm |
| CIA150 | Cestello in filo di acciaio |
| CIA152 | Asta da flebo in alluminio con supporto |
| CIA154 | Asta da flebo in acciaio inox con supporto |
| CIA156 | Porta bombole ossigeno |
| CIA158 | Porta monitor universale |