

**Art. MS48/2 ARMADIO PORTAMEDICINALI CON TESORETTO**

<b>Codice Articolo</b>	<b>MS48/2</b>
<b>N°. Repertorio</b>	<b>NA</b>
<b>Codice CND</b>	<b>NA</b>



Struttura e ante costruite con pannelli di particelle di legno nobilitato resistente e durevole con montanti in alluminio.

Le ante sono bordate, girevoli su cerniere a 270°, complete di serratura e maniglie in ABS, con 20 contenitori a vaschetta trasparenti infrangibili.

L'interno è dotato di 8 ripiani regolabili con mobiletto stupefacenti.

Alla base piedi in acciaio verniciato con piedini regolabili.

Larghezza 930 mm

Profondità 600 mm

Altezza 1980 mm

**LATEX FREE**

Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate

**COREMEC s.r.l.**

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
Corso Vittime del lavoro 9 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

[www.coremec.it](http://www.coremec.it)

e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department  
e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti  
ST\_MS48-2 Edizione \_r01\_2022