

SCHEDA TECNICA



Art. N04

Mod. Deambulatore pieghevole

Cod. ISO 12.06.06.003 D.p.c.m. 2017



Descrizione del Prodotto:

Generalità:

- Struttura realizzata in tubo di alluminio anodizzato con diametro di mm25. Regolabile in altezza attraverso scorrimento telescopico indipendente delle gambe Richiudibile su stesso
- Dotato di N.2 ruote diametro 3" anteriori piroettanti, e N.2 gambe posteriori su puntali.
- Impugnature ergonomiche realizzate in materiale plastico antiallergico

Caratteristiche Tecniche:

<u>Dimensioni:</u>		<u>Masse:</u>	
Altezza	850 - 1000 mm	Massa	3,1 Kg
Larghezza	430 mm	Carico massimo consentito	100,00 Kg
Profondità	400 mm	Massa totale a pieno carico	103,1 Kg

Imballo e trasporto:

L'imballo per il deambulatore completo Art. N04 è composto da N°1 collo:

<u>Dimensioni:</u>	480x100x870H	mm	<u>Sovrapponibilità:</u>	SI
<u>Volume:</u>	0.04	m ³	<u>Imballo standard:</u>	Involucro di cartone.
<u>Massa:</u>	3,7	Kg	<u>Imballi speciali su richiesta del Cliente:</u>	SI

Controlli periodici:

L'ispezione periodica del deambulatore deve essere eseguita almeno una volta all'anno e consiste in un esame visivo, in particolare della struttura portante e del meccanismo di regolazione in altezza delle gambe.

<u>Pulizia:</u> Eseguibile con panno inumidito con acqua e detergente neutro. Non è consentito l'uso di getti d'acqua a pressione, acidi, solventi, prodotti corrosivi e sostanze abrasive.	<u>Lavaggio:</u> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	---