

La sedia pieghevole indistruttibile The unbreakable folding chair



500

Sedia classica a doppia crociera

Standard: Doppia crociera. Braccioli desk ribaltabili. Appoggiamambe regolabili, girevoli ed estraibili. Possibilità di regolazione del sedile in altezza.

Optional: Ruote ad estrazione rapida con ruote ascensore. Schienale estraibile. Tavolino sagomato. Cintura di sicurezza. Monoguida. Freni a tamburo.

500

Classic double cross chair

Standard: Double cross. Desk tipping armrests. Elevating, swinging and detachable legrests. Possible adjustment of seat in height.

Optional: Quickly extractable big wheels with wheels for lift. Removable backrest. Contoured table. Chest strap. One-handed driving system. Drum brakes.

Codice LEA 12.22.03.003

ISO Class 12.21.06.039

+12.24.03.118

+12.24.21.109

+12.24.03.109

500 BARIATRIC



Codice LEA 12.22.18.015



Pedane con astine girevoli
senza appoggiamambe (optional)
With swinging footrests,
without legrests (optional)

cm Ø 60	cm Ø 20	L 43	L 61	L 80 - 114	h 51	Portata
500 Large:		L 48	L 67		h 51	140 kg
500 Xlarge:		L 53	L 72		h 52	150 kg
500 Bariatric:		L 60	L 78		h 55	160 kg

Standard	Optional			