

POLTRONA LADY SLIM PLUS CON ROLLER SYSTEM



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Poltrona Lady Slim Plus, 2 motori, dalle linee morbide e proporzionate. Poltrona dall'ingombro ridotto che può essere facilmente collocata in qualsiasi ambiente.
- Dotata di Roller System per facilitare lo spostamento della poltrona
 - Braccioli imbottiti
 - Dotata di 2 ruote posteriori
 - Tessuto antigoccia e antimacchia
 - Dotata di regolazione della zona piedi, dello schienale e funzione alzainpiedi
 - Granfoulard coordinato con la poltrona disponibile come accessorio
 - Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione
57571001/R	POLTRONA LADY SLIM PLUS ROLLER a 2 motori - Beige - Lisbon Anti-Stain ALMOND
57571002/R	POLTRONA LADY SLIM PLUS ROLLER a 2 motori - Blu - Lisbon Anti-Stain OCEAN
57571003/R	POLTRONA LADY SLIM PLUS ROLLER a 2 motori - Bordeaux/Burgundy - Lisbon Anti-Stain MARSALA
57571004/R	POLTRONA LADY SLIM PLUS ROLLER a 2 motori - Grigio chiaro - Lisbon Anti-Stain LIGHT GREY
57571005/R	POLTRONA LADY SLIM PLUS ROLLER a 2 motori - Verde - Lisbon Anti-Stain CITRIC
57571006/R	POLTRONA LADY SLIM PLUS ROLLER a 2 motori - Marrone - Lisbon Anti-Stain CHOCOLATE

POLTRONA LADY SLIM PLUS CON ROLLER SYSTEM

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BORDEAUX MARSALA BLU OCEAN BEIGE ALMOND GRIGIO LIGHT GREY VERDE CITRIC MARRONE CHOCOLATE
Dimensioni	Larghezza poltrona: 71 cm Larghezza seduta: 50 cm Profondità seduta: 50 cm Profondità poltrona: 80 cm Profondità massima distesa: 165 cm Profondità poggiatesta: 35 cm Altezza poggiatesta aperto da terra: 48 cm Altezza seduta da terra: 48 cm Altezza poltrona: 112 cm Altezza schienale: 70 cm
Portata massima	150 Kg

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

- è conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- è conforme alla direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 concernente l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, e che sono state applicate le seguenti norme tecniche: o EN 55014-1:2017 "Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili — Parte 1: Emissione"; o EN 61000-3-2:2014 "Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-2: Limiti- Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)"; o EN 61000-3-3:2013 "Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-3: Limiti —

POLTRONA LADY SLIM PLUS CON ROLLER SYSTEM

Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione”;

o EN 55014-2:2015 “Compatibilità elettromagnetica Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili — Parte 2: Immunità”.

- è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- è conforme alla norma EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 sulla sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare

- è conforme alla norma EN 62233:2008 sui metodi di misurazione dei campi elettromagnetici degli elettrodomestici e di apparecchi simili in relazione all'esposizione umana