

RC240

Sedia comoda ad auto spinta posteriore

**Destinazione d'uso**

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiatesta e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 2 ruote Ø 60cm con freno a lamina e 2 ruote piroettanti Ø 20cm. WC estraibile e lavabile.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	41619
<b>Codice Classificazione CND</b>	Y122106
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	1506347
<b>Codice nomenclatore</b>	12.21.06.003
<b>Norma tecnica di riferimento</b>	UNI EN 12182
<b>Resistenza al fuoco</b>	EN 1021-1 / 2

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Ruote</b>	60Cm posteriori 20Cm anteriori
<b>Peso Max sopportabile</b>	135 Kg / 180 Kg
<b>Braccioli</b>	Ribaltabili ed estraibili
<b>Pedane</b>	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia polpacci.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Schienale</b>	<i>Reclinabile ed estraibile</i>
<b>Reclinazione</b>	<i>Da 0 a 45°</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
<b>Misure disponibili</b>	<i>38 – 40 – 43 – 46 – 48 – 50 – 55 Cm</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio verniciato</i>
<b>Seduta</b>	<i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i>
<b>Ruote</b>	<i>Poliuretano</i>

**PESO E DIMENSIONI**

Misure in cm															
<b>RC240-38</b>	118	50	44	114	75	57	44-54	38	60	65	35	29	25	60	20
<b>RC240-40</b>	118	50	44	114	75	57	44-54	40	60	67	35	31	25	60	20
<b>RC240-43</b>	118	50	44	114	75	57	44-54	43	60	70	35	34	26	60	20
<b>RC240-46</b>	118	50	44	114	75	57	44-54	46	60	73	35	37	26	60	20
<b>RC240-48</b>	118	50	44	114	75	57	44-54	48	60	75	35	39	26	60	20
<b>RC240-50</b>	118	50	44	114	75	57	44-54	50	60	77	35	41	27	60	20
<b>RC240-55</b>	118	50	44	114	75	57	44-54	55	60	82	35	46	27	60	20

**ACCESSORI OPZIONALI**

<b>RCA100</b>	BRACCIOLI ELEVABILI
<b>RCA105</b>	IMBOTTITURE LATERALI
<b>RCA110</b>	POGGIATESTA FISSO
<b>RCA111</b>	POGGIATESTA REGOLABILE
<b>RCA115</b>	DIVARICATORE
<b>RCA120</b>	ASTA DA FLEBO REGOLABILE
<b>RCA125</b>	SCHIENALE PROLUNGATO 90 CM
<b>RCA130</b>	PELOTTE TORACICHE
<b>RCA135</b>	PORTA BOMBOLA OSSIGENO
<b>RCA140</b>	SEDUTA PIENA
<b>CBR500</b>	TAVOLINO LINEARE
<b>CBR505</b>	TAVOLINO SAGOMATO
<b>RP245</b>	CINTURA DI SICUREZZA