

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO CON RUOTE E POGGIATESTA LINEA MODERN</p>	<p>Rev 01 Ottobre 2010</p>
--	---	--

Codice	Descrizione
AB-91	Sedia da doccia e da comodo con ruote e poggiatesta

Descrizione

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio, schienale reclinabile e braccioli e pedane estraibili. Imbottiture sedile e schienale in poliuretano morbido per un migliore comfort dell'utente. Ruote piroettanti in plastica con coperture in gomma dotate di freno di stazionamento. Poggia-testa regolabile in profondità ed altezza.

Materiali componenti

Struttura e braccioli	Alluminio
Seduta e schienale	Poliuretano
Poggia-braccia	Materiale plastico
Ruote	Plastica con coperture in gomma
Pedane poggia-piedi	Alluminio

Dati tecnici

Dimensione seduta	42 x 42 cm
Dimensione schienale	53 x 37 cm
Dimensioni foro	16 x 32 cm
Distanza tra i braccioli	45 cm
Lunghezza braccioli	25 cm
Diametro ruote	10 cm
Spessore ruote	3 cm
Altezza seduta dal suolo	55 cm
Peso	kg 15
Portata	kg 120

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Pulizia e manutenzione

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente il funzionamento dei freni di stazionamento e lo stato delle coperture in gomma delle ruote nonché la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y091203

Progressivo di registrazione: 331280

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE