

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 23.06.2017	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RC221	Sedia comoda a 4 ruote
-------	------------------------

**Destinazione d'uso**

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggipiedi regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Poggia polpacci. Pedane estraibili lateralmente. 4 ruote piroettanti Ø 12,5cm di cui 2 con freno. WC estraibile e lavabile.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	1506340
Codice nomenclatore	12.21.03.003
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Ruote	12,5 Cm
Peso Max sopportabile	135 Kg / 180 Kg
Braccioni	Ribaltabili ed estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia polpacci.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Schienale</b>	<i>Estraibile</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
<b>Misure disponibili</b>	<i>38 – 40 – 43 – 46 – 48 – 50 – 55 Cm</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio verniciato</i>
<b>Seduta</b>	<i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i>
<b>Ruote</b>	<i>Poliuretano</i>

**PESO E DIMENSIONI**

Misure in cm																
<b>RC221-38</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	38	60	58	35	29	25	12.5	12.5	
<b>RC221-40</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	40	60	60	35	31	25	12.5	12.5	
<b>RC221-43</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	43	60	63	35	34	26	12.5	12.5	
<b>RC221-46</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	46	60	66	35	37	26	12.5	12.5	
<b>RC221-48</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	48	60	68	35	39	26	12.5	12.5	
<b>RC221-50</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	50	60	70	35	41	27	12.5	12.5	
<b>RC221-55</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	55	60	75	35	46	27	12.5	12.5	

**ACCESSORI OPZIONALI**

<b>RCA100</b>	BRACCIOLI ELEVABILI
<b>RCA105</b>	IMBOTTITURE LATERALI
<b>RCA110</b>	POGGIATESTA FISSO
<b>RCA111</b>	POGGIATESTA REGOLABILE
<b>RCA115</b>	DIVARICATORE
<b>RCA120</b>	ASTA DA FLEBO REGOLABILE
<b>RCA125</b>	SCHIENALE PROLUNGATO 90 CM
<b>RCA130</b>	PELOTTE TORACICHE
<b>RCA135</b>	PORTA BOMBOLA OSSIGENO
<b>RCA140</b>	SEDUTA PIENA
<b>CBR500</b>	TAVOLINO LINEARE
<b>CBR505</b>	TAVOLINO SAGOMATO
<b>RP245</b>	CINTURA DI SICUREZZA