

**RC225**      **Sedia comoda a 4 ruote**
**Destinazione d'uso**

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiatesta e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 4 ruote piroettanti Ø 12,5cm di cui 2 con freno. WC estraibile e lavabile.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice GMDN</b>	<i>41619</i>
<b>Codice Classificazione CND</b>	<i>Y122103</i>
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	<i>1506337</i>
<b>Codice nomenclatore</b>	<i>12.21.03.006</i>
<b>Norma tecnica di riferimento</b>	<i>UNI EN 12182</i>
<b>Resistenza al fuoco</b>	<i>EN 1021-1 / 2</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Ruote</b>	<i>12,5 Cm</i>
<b>Peso Max sopportabile</b>	<i>135 Kg / 180 Kg</i>
<b>Braccioli</b>	<i>Ribaltabili ed estraibili</i>
<b>Pedane</b>	<i>Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia polpacci.</i>
















**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Schienale</b>	<i>Reclinabile ed estraibile</i>
<b>Reclinazione</b>	<i>Da 0 a 45°</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
<b>Misure disponibili</b>	<i>38 – 40 – 43 – 46 – 48 – 50 – 55 Cm</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio verniciato</i>
<b>Seduta</b>	<i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i>
<b>Ruote</b>	<i>Poliuretano</i>

**PESO E DIMENSIONI**

Misure in cm															
<b>RC225-38</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	38	60	58	35	29	25	12.5	12.5
<b>RC225-40</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	40	60	60	35	31	25	12.5	12.5
<b>RC225-43</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	43	60	63	35	34	26	12.5	12.5
<b>RC225-46</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	46	60	66	35	37	26	12.5	12.5
<b>RC225-48</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	48	60	68	35	39	26	12.5	12.5
<b>RC225-50</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	50	60	70	35	41	27	12.5	12.5
<b>RC225-55</b>	93	53	44	112	72	54	44-54	55	60	75	35	46	27	12.5	12.5

**ACCESSORI OPZIONALI**

<b>RCA100</b>	BRACCIOLI ELEVABILI
<b>RCA105</b>	IMBOTTITURE LATERALI
<b>RCA110</b>	POGGIATESTA FISSO
<b>RCA111</b>	POGGIATESTA REGOLABILE
<b>RCA115</b>	DIVARICATORE
<b>RCA120</b>	ASTA DA FLEBO REGOLABILE
<b>RCA125</b>	SCHIENALE PROLUNGATO 90 CM
<b>RCA130</b>	PELOTTE TORACICHE
<b>RCA135</b>	PORTA BOMBOLA OSSIGENO
<b>RCA140</b>	SEDUTA PIENA
<b>CBR500</b>	TAVOLINO LINEARE
<b>CBR505</b>	TAVOLINO SAGOMATO
<b>RP245</b>	CINTURA DI SICUREZZA