

Codice	Descrizione
AB-55	Comoda ad altezza regolabile

Descrizione

Comoda con struttura in acciaio verniciato.
Gambe estraibili e regolabili in altezza.
Poggia-braccia in materiale plastico.
Seduta, copertura rigida e schienale in PVC imbottito.
Secchio estraibile con coperchio.
Puntali in gomma.

Avvertenze

- Non superare la portata massima indicata.
- Assicurarsi che il dispositivo si trovi su superficie piana e non scivolosa.
- Le comode sono progettate per utilizzo interno e non devono essere impiegate come sedie per doccia.

Caratteristiche tecniche

Distanza tra i braccioli 48 cm
Altezza seduta da terra 48-61 cm (6 posizioni)
Altezza totale 88 cm
Dimensioni seduta 40 x 44 cm
Dimensioni schienale 40 x 24 cm

Portata 120 kg

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri.
Non usare sostanze acide e spugne abrasive.
Non utilizzare prodotti a base d'ammoniaca o candeggina.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y091203

Numero di repertorio: 844191/R

Ricambi

AB-55B	Imbottitura braccioli
AB-55C	Clip di fissaggio regolazione gambe
AB-55CR	Copertura rigida
AB-55P	Puntale in gomma
AB-55S	Schienale
AB-55SC	Secchio con coperchio
AB-55SF	Seduta con foro

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo medico di classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

