




171
Poltroncina da camera -
bagno
Standard: W.C.

171
Room chair -
bathroom
Standard: W.C.

Codice 12.21.03.003 riconducibile



Doccia 69 Poltroncina
per doccia
Standard: W.C. Braccioli estraibili.
Freni. Pedana retrattile.
Optional: Cintura di sicurezza.

Doccia 69 Shower chair
Standard: W.C. Detachable arms.
Brakes. Retractable footrest.
Optional: Chest strap.

Classificazione ISO 09.12.03.003

