




**Classificazione ISO**  
**12.21.03.003+12.24.03.106**



Mia smontata



Mia accessori



Pratica poltroncina  
per viaggio

**Mia Poltroncina riducibile**

**Standard:** W.C. Braccioli girevoli ed estraibili. Pedane regolabili e girevoli. Schienale estraibile. Freni.

**Optional:** Ruote posteriori Ø 30 cm. Fianchi paraveste.

**UK Mia Reducible armchair**

**Standard:** W.C. Swinging and extractable armrests. Adjustable and swinging footrests. detachable backrest Brakes.

**Optional:** Ø 30 cm back wheels. Side protection for clothes.

Kg 8 Telaio +  
Kg 3 Schienale/fianchetti =



52x48xh 53



cm Ø 10



L 43-45,5-48



L 50



L 75



h 55



h 75



h 40



Standard



Portata  
120 kg