

## SCHEDA TECNICA N° 22

**NOME PRODOTTO**     SEDIA DA TRASPORTO

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Sedia da accompagnatore in alluminio richiudibile, adatta per trasporto persone in brevi tratti.  
Seduta e schienale in nylon blu - completa di pratico borsone con maniglie.  
Braccioli elevabili.  
Cinghia per l'anca di contenimento, di serie.  
Pedana unica e fissa.

### GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

15740000

**DESCRIZIONE**

SEDDIA DA TRASPORTO

**INFORMAZIONI  
GENERALI**

**FABBRICANTE**

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	GRIGIO
<b>Dimensioni</b>	Seduta: 40 x 40 cm Profondità: 75 con pedana Ingombro: + 23cm
<b>Peso</b>	8,4 KG
<b>Portata massima</b>	100 KG
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio