

**POLTRONA GERIATRICA
PER INTERNI
INTEGRA****INTEGRA M**

| Codice | Descrizione |
|----------------------|-----------------------------------|
| M10806500-M39 | Misura 39 colore cioccolato/beige |
| M10806500-M45 | Misura 45 colore cioccolato/beige |
| M10806500-M51 | Misura 51 colore cioccolato/beige |

**INTEGRA MT**

| Codice | Descrizione |
|----------------------|-----------------------------------|
| M10806600MT39 | Misura 39 colore cioccolato/beige |
| M10806600MT45 | Misura 45 colore cioccolato/beige |
| M10806600MT51 | Misura 51 colore cioccolato/beige |

**INTEGRA ET**

| Codice | Descrizione |
|----------------------|-----------------------------------|
| M10806700ET39 | Misura 39 colore cioccolato/beige |
| M10806700ET45 | Misura 45 colore cioccolato/beige |
| M10806700ET51 | Misura 51 colore cioccolato/beige |

POLTRONA GERIATRICA PER INTERNI INTEGRA

Descrizione

INTEGRA M

- **Basculamento meccanico della poltrona** con sistema di pistoni a gas azionabile tramite manopola posizionata sulla barra di spinta posteriore con inclinazione della seduta di -3° per agevolare il trasferimento.
- **Inclinazione automatica del poggia-gambe** legata al movimento di basculamento.
- Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell'altezza, tre posizioni a 46, 50 e 54 cm.
- Quattro ruote con diametro di 125 mm. Tre ruote sono integralmente piroettanti e sono dotate di freno di stazionamento. La quarta ruota è direzionata per facilitare le traiettorie rettilinee.
- Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d'appoggio dello schienale e superficie d'appoggio del poggia-gambe in tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
- Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
- Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
- Cintura di sicurezza addominale.
- Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.

INTEGRA MT

- **Basculamento meccanico della poltrona** con sistema di pistoni a gas azionabile tramite manopola posizionata sulla barra di spinta posteriore.
- **Inclinazione automatica del poggia-gambe** legata al movimento di basculamento.
- **Sistema elettrico di sollevamento/abbassamento del piano seduta** azionabile tramite telecomando per facilitare il posizionamento del paziente. Tale sistema può essere innescato solo in situazione di inclinazione di trasferimento (-3°).
- Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell'altezza, tre posizioni a 46, 50 e 54 cm.
- Quattro ruote con diametro di 125 mm. Tre ruote sono integralmente piroettanti e sono dotate di freno di stazionamento. La quarta ruota è direzionata per facilitare le traiettorie rettilinee.
- Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d'appoggio dello schienale e superficie d'appoggio del poggia-gambe in tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
- Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
- Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
- Cintura di sicurezza addominale.
- Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.

INTEGRA ET

- **Basculamento elettrico della poltrona** con sistema di pistoni a gas azionabile tramite telecomando.
- **Inclinazione automatica del poggia-gambe** legata al movimento di basculamento.
- **Sistema elettrico di sollevamento/abbassamento del piano seduta** azionabile tramite telecomando per facilitare il posizionamento del paziente. Tale sistema può essere innescato solo in situazione di inclinazione di trasferimento (-3°).
- Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell'altezza, tre posizioni a 46, 50 e 54 cm.
- Quattro ruote con diametro di 125 mm. Tre ruote sono integralmente piroettanti e sono dotate di freno di stazionamento. La quarta ruota è direzionata per facilitare le traiettorie rettilinee.
- Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d'appoggio dello schienale e superficie d'appoggio del poggia-gambe in tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
- Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
- Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
- Cintura di sicurezza addominale.
- Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.

Dati tecnici

| | Integra M2 | Integra M3 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Larghezza massima scocca | 66 cm | 72 cm |
| Larghezza massima base | 67 / 72 cm | 67 / 72 cm |
| Profondità massima base | 82 cm | 82 cm |
| Altezza braccioli | 21 cm | 21 cm |
| Inclinazione scocca | $-3^\circ / +26^\circ$ | $-3^\circ / +26^\circ$ |
| Peso | da 33 kg | da 33 kg |
| Portata | 120 kg | 120 kg |

POLTRONA GERIATRICA PER INTERNI INTEGRA

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Pulire con detergenti e disinfettanti non aggressivi.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Accessori disponibili

| | Integra M | Integra MT | Integra ET |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| M70822500 - Pedana unica regolabile in altezza | X | | |
| M70821301 - Tavolino laterale destro | X | X | X |
| M70821302 - Tavolino laterale sinistro | X | X | X |
| M70822700 - Tavolino con incavo | X | X | X |
| M70822600 - Cintura pelvica | X | X | X |
| M30826900 - Cuscino anatomico per poggia-gambe | X | X | X |
| M70821400-xx - Cuscino antidecubito viscoelastico | X | | |
| M70822300-xx - Cuscino antidecubito viscoelastico | | X | X |

Altre opzioni

Per i modelli Integra MT ed Integra ET è prevista la possibilità di alimentazione elettrica con batteria. L'accessorio, pensato per garantire una più ampia versatilità d'utilizzo ed una maggiore autonomia al paziente, comprende la batteria, il caricabatteria ed il cavo di collegamento alla rete.

A richiesta, infine, sono disponibili per tutti e tre i modelli i seguenti colori



Cioccolato/cioccolato



Cioccolato/pistacchio

Produttore

DUPONT MEDICAL - Francia

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE