

**SEDIA PER DOCCIA  
CON BRACCIOLI ESTRAIBILI**

Codice

**AB-21**

**Descrizione ed indicazioni**

Sedia per doccia regolabile in altezza. Ausilio per la cura e l'igiene personale.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

**Caratteristiche**

Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua.

Braccioli estraibili con rivestimento morbido.

Schienale estraibile a duplice regolazione in profondità per un corretto supporto dorsale.

Regolazione in altezza a cinque diversi livelli.

Puntali in gomma antiscivolo.

Materiali resistenti alla corrosione.

**Materiali componenti**

Struttura: alluminio anodizzato

Seduta e schienale: polietilene

Puntali: gomma antiscivolo

Rivestimento dei braccioli: poliuretano

**Dati tecnici**

Dimensioni della seduta: **40 x 33 cm**

Regolazione in altezza: **40-50 cm**

Altezza dello schienale: **32 cm (\*)**

Dimensione dello schienale: **41,5 x 17 cm**

Peso: **3,1 kg**

Portata: **100 kg**

(\*) Misurazione rilevata dalla seduta



**Pulizia**

Pulire con un panno morbido e con detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

**Conservazione**

Conservare al riparo da fonti di calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND: Y093303**

**Progressivo di registrazione: 166240**

**Produttore INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE