

**Nome Prodotto**

Sedile Girevole.

Codice	Portata (Kg)
02.02.357U	130

Destinazione d'uso

Sono ausili da bagno sono tutti quei dispositivi / attrezzature che possono essere utilizzati da una persona disabile o anziana per prevenire, compensare o eliminare la difficoltà a compiere le funzioni all'interno dell'ambiente bagno.

**Descrizione**

Il SEDILE GIREVOLE per vasca ha una struttura in acciaio Inox con quattro punti di ancoraggio alle pareti della vasca da bagno. Il sedile è in PVC ed è munito di braccioli per garantire il massimo comfort e sicurezza.

Una manopola posta sotto alla seduta permette di ruotare Atlantis per poter entrare ed uscire dalla vasca con il minimo sforzo.

Dimensioni	
Dimensioni Seduta	40 x 38 cm
Dimensioni Base	74 x 50 cm
Distanza tra i Braccioli	55 cm
Altezza Schienale	40 cm
Materiali	
Sedile	Polipropilene
Telaio	Acciaio Inox
Manutenzione e Pulizia	
Il lavaggio può avvenire con acqua tiepida e sapone neutro	
La disinfezione può avvenire con prodotti semplici di normale uso domestico	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	09.33.03.015
Codice CND	Y093303
Codice RDM	1707357/R

**Product Name**

Swivel Bath Seat.

Code	Capacity (Kg)
02.02.357U	130

**Use**

Bath safety are all those devices that can be used by a disabled or elderly person to prevent, compensate or eliminate the difficulty in performing all the functions in the bathroom.

Description

The SWIVEL BATH SEAT has an Inox steel frame with four foothold on bathtub sides. The seat is in polypropylene and it is equipped with armrests to ensure maximum comfort and safety. A knob located under the seat allows you to rotate Atlantis to be able to enter and exit from the bathtub without any effort.

Dimensions	
Seat Dimensions	40 x 38 cm
Base Dimensions	74 x 50 cm
Width Between Armrests	55 cm
Backrest Height	40 cm
Materials	
Seat	Polypropylene
Frame	Inox Steel
Maintenance and Cleaning	
Washing can be done with warm water and neutral soap	
Disinfection can take place with simple disinfectants of a domestic use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	09.33.03.015
CND Code	Y093303
RDM Code	1707357/R