

**SEDIA DA DOCCIA
CON SCHIENALE**

Codice	Descrizione
AB-23	Sedia da doccia con schienale

Descrizione ed indicazioni

Sedia per doccia regolabile in altezza. Ausilio per la cura e l'igiene personale.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Caratteristiche

Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua ed impugnature laterali.
Schienale per un corretto supporto dorsale.
Regolazione in altezza a cinque diversi livelli.
Puntali in gomma antiscivolo.
Materiali resistenti alla corrosione.

Materiali componenti

Struttura	alluminio anodizzato
Seduta e schienale	polietilene
Puntali	gomma antiscivolo

Dati tecnici

Dimensioni seduta	53 x 40 cm
Regolazione altezza	36-50 cm
Dimensioni schienale	42 x 18 cm
Peso	2,5 kg
Portata	135 kg

**Pulizia**

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y093303

Progressivo di registrazione: 602127

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE