

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA SEDILE PER DOCCIA CON BRACCIOLI ESTRAIBILI	Rev 00 Ottobre 2010
---	---	---

Codice	AB-13
--------	--------------

Descrizione ed indicazioni

Sedile per doccia regolabile in altezza. Ausilio per la cura e l'igiene personale.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Caratteristiche

Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua.
Braccioli estraibili con rivestimento morbido.
Regolazione in altezza a cinque diversi livelli.
Puntali in gomma antiscivolo.
Materiali resistenti alla corrosione.

Materiali componenti

Struttura: alluminio anodizzato
Seduta: polietilene
Puntali: gomma antiscivolo
Rivestimento dei braccioli: poliuretano

Dati tecnici

Dimensioni della seduta: **40 x 33 cm**
Regolazione in altezza: **40-50 cm**
Peso: **2,8 kg**
Portata: **100 kg**

Pulizia

Pulire con un panno morbido e con detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

Conservazione

Conservare al riparo da fonti di calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Codice CND: Y093303

Progressivo di registrazione: 334936

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE