

Codice	Descrizione
<b>AB-102</b>	Sgabello da bagno altezza fissa 38 cm
<b>AB-102A</b>	Sgabello da bagno altezza fissa 44,5 cm

**Descrizione**

Realizzati per rendere più confortevole l'uso dell'ambiente bagno in tutte quelle occasioni nelle quali occorra un appoggio per sedersi comodamente anche in spazi ristretti. La seduta è dotata di fori per il deflusso dell'acqua. Disponibili nelle due altezze fisse di 40 e 48 cm. Tutti i materiali offrono massima igiene ed una lunga durata: tecnopolimeri, alluminio anodizzato e acciaio inox. Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.

**Destinazione d'uso**

Ausili per la cura e l'igiene personale.

**Materiali componenti**

Polipropilene  
Alluminio anodizzato  
Acciaio inox

**Dimensioni**

Diametro seduta **36 cm**  
Altezza **AB-102 38 cm**  
**AB-102A 44,5 cm**

**Portata massima 110 kg**

**Colore** bianco

**Pulizia**

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugna abrasive. Sanificabile in autoclave ad 85° per un minuto.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Codice CND: Y093303**

**Progressivo di registrazione:**

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Produttore** **K Design**

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE