

SCHEDA TECNICA N° 160

NOME PRODOTTO LET'S ENJOY

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Let's Enjoy è uno sgabello doccia dotato di pratici braccioli, che forniscono un appoggio durante il lavaggio e un sostegno per le manovre di rialzo.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

LEN201

DESCRIZIONE

LET'S ENJOY

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

TRUSTCARE AB
Citadellsvägen 23
211 18 Malmö

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BIANCO E NERO

Dimensioni Altezza regolabile: 42-53 cm
Seduta: 52 x 37 cm

Peso 3 KG

Portata massima 150 KG

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio