

## SCHEDA TECNICA N° 161

**NOME PRODOTTO** LET'S SING

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Let's Sing è uno sgabello doccia che grazie alla forma delle gambe, garantisce un ampio piano di seduta. Le sagomature della seduta, sono ideali sia per lo scarico dell'acqua che per spostare lo sgabello. Come accessorio, pratico cestello porta sapone.

### GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

LSG101

**DESCRIZIONE**

LET'S SING

### INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

TRUSTCARE AB  
Citadellsvägen 23  
211 18 Malmö

### DATI REGOLATORI

**CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO**

I

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	BIANCO E NERO
<b>Dimensioni</b>	Altezza regolabile: 42-53 cm Seduta: 52 x 34 cm
<b>Peso</b>	2,4 KG
<b>Portata massima</b>	150 KG
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio