

SLIMFIT



Per la cura del corpo e della propria bellezza, per lo sport e la salute. Il drenaggio con le Serial Sequential Stimulation è la novità assoluta di questa nuova gamma prodotti

136 Programmi

22 Sport – 32 Fitness – 60 Bellezza – 12 Dolore-Tens – 3 Rehab
1 Incontinenza – 6 Serial Sequential Stimulation "3S"

TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA NELLA NUOVA GAMMA 2013

Globus presenta una tecnologia innovativa destinata a rivoluzionare l'utilizzo dell'elettrostimolazione in ambito estetico, sportivo e medicale: la tecnologia **3S (Serial Sequential Stimulation)**.

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S": La contrazione sequenziale dei diversi settori muscolari produce un'onda pressoria profonda nella muscolatura interessata che determina il drenaggio dei liquidi interstiziali e favorisce il ritorno del sangue venoso al cuore.

MULTI-USER: possibilità di memorizzare fino a 3 utenti diversi e di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi individuali.

SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente.

PREFERITI: possibilità di memorizzare fino a 5 programmi per utente

LAST 10: memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti

WORK TIME: Indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio

MY TRAINER: visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi

FITNESS E FORMA FISICA: Un corpo vitale e sempre in forma è una condizione essenziale per condurre una vita dinamica e piena di energia. Con SlimFit potrai effettuare, come in una palestra personale, tutti i programmi di rassodamento e tonificazione necessari a sviluppare un fisico perfetto ed efficiente, capace di assicurarti tutta la forza e l'energia che desideri.

CORPO E BELLEZZA: Con una dotazione completa di programmi professionali che comprende lipolisi, drenaggio, tonificazione, modellamento, lifting e massaggio, Globus SlimFit valorizza l'armonia del tuo corpo e ti aiuta ad esprimerne la bellezza e l'attrazione.

SALUTE E BENESSERE: Mal di schiena, dolori cervicali, sciatalgia, dolori articolari e muscolari spesso ci tormentano e ci deprimo. Le correnti TENS, endorfiniche, costanti e modulate, sopprimono il dolore e, giorno dopo giorno, ci ridanno salute, benessere e tutto il piacere di vivere.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti
Frequenza: 0,3 – 150 Hz
Potenza: 120 mA per canale
Ampiezza d'impulso: 40 – 450 μ s
Forma d'onda: Onda quadra, bifasica, simmetrica, compensata
Alimentazione a batteria ricaricabile
Dispositivo in Classe II A
Display retroilluminato
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTAZIONE

1 Borsa
1 Stimolatore SlimFit
4 Cavi per collegamento agli elettrodi
4 Elettrodi autoadesivi quadrati
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
1 Caricabatterie
1 Manuale operativo

SLIMFIT

Elenco programmi

Sport

Capillarizzazione
Riscaldamento
Riscaldamento pre-gara
Recupero attivo
Forza massimale
Forza resistente
Forza esplosiva
Reattività
Recupero post-gara
Ipertrofia

Fitness

Rassodamento
Modellamento
Modellamento Bio-Pulse
Tonificazione
Aumento massa
Jogging

Bellezza

Drenaggio
Drenaggio Bio-Pulse
Lipolisi
Massaggio relax Bio-Pulse
Massaggio tonificante
Massaggio energetico
Massaggio connettivale
Braccia gonfie
Capillarizzazione viso
Definizione
Linea
Miglioramento tono pelle
Drenaggio post-parto
Lipolisi post-parto
Rassodamento post-parto
Rassodamento seno
Modellamento seno

Tens

Tens antalgica convenzionale
Dolori mestruali
Tens antalgica modulata
Dolore ginocchio
Tens endorfinica
Dolore cronico
Dolore alla spalla (sindrome scapolo omerale)
Dolore muscolare
Lombalgia cronica
Cervicali
Borsiti-tendiniti
Osteoartrite

Rehab

Atrofia quadricipite (con protesi ginocchio)
Recupero post intervento LCA
Prevenzione sublussazione spalla

Incontinenza

Incontinenza mista

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S"

La lista dei programmi "3S" comprende 6 combinazioni di parametri

Area	Nome	Hz	Tempo di ritardo
Body	SerSeqStim 0,5 sec	50	0,5
	SerSeqStim 1 sec		1
	SerSeqStim 2 sec		2
	SerSeqStim 3 sec		3
	SerSeqStim 4 sec		4
	SerSeqStim serial		11
Totale	6 Programmi		

I programmi di "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2. La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie a tempi di attivazione differenti dei distretti muscolari interessati. Per "tempo di ritardo" si intendono i secondi di ritardo con cui parte l'impulso successivo.