

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	475200312
NOME PRODOTTO	Sollevatore elettrico a batteria per bagno BELLAVITA
CODICE ISO PRINCIPALE	12.36.03.006
PRODUTTORE	Drive Medical GmbH & Co. KG - Germania
ENTE CERTIFICATORE CE	TUV
MANDATARIO CE	Drive Medical GmbH & Co. KG - Germania
REGISTRAZIONE DM	N/A*

**bellavita drive**  
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING



Sollevatore da vasca da bagno alimentato a bassa tensione

Alimentato con una batteria situata nel comando completamente impermeabilizzata .

La fodera di rivestimento è antiscivolo .

Lo schienale si reclina automaticamente sino a 40° quando il Bellavita è nella posizione più bassa in modo da permettere una comoda e rilassante posizione.


Facilmente smontabile , con i suoi 9, 6 chilogrammi di peso totale è trasportabile senza difficoltà

Il range di escursione tra la minima e massima altezza è particolarmente ampio

La portata è di 140 Kg

Il più leggero sul mercato solo 9,3 Kg

Nessun assemblaggio richiesto per metterlo in funzione



	Larghezza sedile senza alette	cm	35
	Larghezza sedile con alette	cm	70
B	Profondità sedile	cm	42
A	Altezza massima sedile	cm	48
A	Altezza minima sedile	cm	6
C	Larghezza schienale	cm	36
D	Altezza schienale	cm	64
	Peso del sollevatore	Kg	9,3
	Peso della sola base	Kg	5,5
	Peso dello schienale incluso il controller con batteria	Kg	3,8
	Portata massima	Kg	140
	Angolo schienale	°	10-50
	Batteria		12 V Ioni di litio

\* Non soggetto all'obbligo di registrazione sul repertorio dispositivi medici in quanto il DL 21 dicembre 2009 all'articolo 6 comma b dispone che i dispositivi medici il cui fabbricante o il mandatario rappresentante nell'Unione Europea abbiano sede in paese al di fuori dell'Italia non siano soggetti all'obbligo di registrazione. Il mandatario ( e fabbricante ) di questo prodotto ha sede in Germania