

**Nome Prodotto**

Sollevatore da vasca Bath Lift.

Codice	Portata (Kg)
01.01.BATHLIFT	140

Destinazione d'uso

I sollevatori passivi permettono di immergere e sollevare dalla vasca da bagno pazienti con limitazioni funzionali.

**Descrizione**

Il sollevatore da vasca BATH LIFT ha una struttura stabile e robusta, garantendo così sicurezza e comfort. Permette di superare senza alcuna difficoltà il bordo della vasca da bagno e di immergere completamente il paziente nell'acqua. Lo schienale è alto 65 cm ed è reclinabile fino a 45 gradi. La salita e la discesa sono regolate da un telecomando a tre pulsanti (altezza minima 8 cm, altezza massima 48 cm), la batteria al litio viene ricaricata in circa 2 ore.

Dimensioni	
Larghezza della Seduta con Alette Aperte	73 cm
Larghezza della Seduta con Alette Chiuse	40 cm
Profondità della Seduta	50 cm
Altezza Minima	8 cm
Altezza Massima	48 cm
Altezza dello Schienale	65 cm
Inclinazione dello Schienale	5° - Max 40°
Dimensioni Sollevatore Chiuso	72 x 40 x 24 cm
Voltaggio	14.8 V
Peso	9.3 Kg
Materiali	
Telaio	PVC • Acciaio Inox
Manutenzione e Pulizia	
La pulizia può essere fatta con panno umido e un detergente neutro, dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.36.15.003
Codice CND	Y123615
Codice RDM	179971 1/R

Product Name

Bath Lift.

Code	Capacity (Kg)
01.01.BATHLIFT	140

Use

The passive lifts allow the lifting to and from bathtub of patients with functional limitations..


Description

The BATH LIFT has a stable and comfortable structure, thus guarantee safety and comfort.

Allows you to overcome the edge of the bathtub without difficulty and completely immerse the patient in the water. The backrest is 65 cm high and can be reclined up to 45°.

The ascent and descent are regulated by a three-button remote control (minimum height 8 cm, maximum height 48 cm), the lithium battery is recharged in about 2 hours.

Dimensions	
Width of the Seat with Open Flaps	73 cm
Width of the Seat with Closed Flaps	40 cm
Depth of the Seat	50 cm
Minimum Height	8 cm
Maximum Height	48 cm
Backrest Height	65 cm
Backrest Inclination	5° - Max 40°
Closed Lift Dimensions	72 x 40 x 24 cm
Voltage	14.8 V
Weight	9.3 Kg
Materials	
Frame	PVC • Inox Steel
Maintenance and Cleaning	
Cleaning can be done with a damp cloth and a neutral detergent, after making sure the battery is not charging	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.36.15.003
CND Code	Y123615
RDM Code	179971 1/R