

## SCHEMA TECNICA N° 536

**NOME PRODOTTO** SISTEMA ANTIDECUBITO COMBO XCELL

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE** COMBO XCELL - compressore WM45 + materasso XC35

**DESTINAZIONE D'USO** Sistema antidecubito ad elementi d'aria per uso domiciliare indicato per pazienti a basso rischio di lesioni da pressione o con lesioni al I stadio. Silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima manutenzione.

**PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI** Sono indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito e senza fratture instabili della colonna vertebrale.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
94101020	COMBO XCELL - compressore WM45 + materasso XC35
94100920	Materasso XC35 ad elementi intercambiabili
94100845	Compressore WM45

### INFORMAZIONI GENERALI

#### FABBRICANTE

MOVI S.p.A.  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano

### DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	BD/RDM	CND
I	5822	N.A.

## SPECIFICHE TECNICHE/FUNZIONI del Compressore

<b>Modalità Statica / Alternante</b>	il sistema funziona solamente in modalità alternante; le due serie di celle trasversali funzionano gonfiando e sgonfiando alternativamente con cicli di alternanza di durata complessiva di 6 min. Le tre celle in corrispondenza della regione della testa non alternano per evitare stimoli vestibolari
<b>Tempo ciclo di alternanza</b>	6 min
<b>Impostazione del "Peso Paziente"</b>	Regolazione del livello di gonfiaggio degli elementi in funzione del comfort del paziente
<b>Rumorosità del compressore</b>	inferiore a 36 dB
<b>Flusso d'aria erogato</b>	45 L/h
<b>Dimensioni</b>	28 x 13 x 8,5 cm
<b>Peso</b>	1,1 Kg
<b>Materiale della scocca</b>	ABS
<b>Pulizia</b>	Pulire la superficie con un panno umido morbido. Per disinfettare utilizzare soluzioni a base di ammonio quaternario. Non utilizzare soluzioni a base di Fenoli o ipercarbonati

## SPECIFICHE TECNICHE Materasso

<b>Configurazione dei singoli elementi</b>	Sistema ad elementi trasversali a riempimento d'aria in PVC, altezza gonfio cm 11 con kit di riparazione confezionato in scatola di cartone
<b>N° complessivo elementi ad aria</b>	22
<b>Altezza degli elementi al centro</b>	10 cm
<b>Materiale degli elementi</b>	PVC
<b>Dimensioni Materasso (largh. x lungh. x h)</b>	190x85x10 cm
<b>Peso del materasso</b>	2,2 kg

<b>Pulizia</b>	<p>Prima di effettuare interventi sul compressore scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica. Verificare regolarmente l'integrità del sistema.</p> <p>COMPRESSORE :</p> <p>Pulire l'involucro con un panno inumidito con detergente non abrasivo. Non utilizzare detergenti contenenti ipercarbonati o fenoli. Non utilizzare prodotti spray direttamente sul dispositivo ma spargere il prodotto su di un panno. Nell'effettuare queste operazioni assicuratevi che non penetrino liquidi all'interno del compressore.</p> <p>SOVRAMATERASSI:</p> <p>Si raccomanda il lavaggio a mano dei sovra materassi a una temperatura non superiore ai 40° C. Sono vietati il lavaggio in lavatrice e l'utilizzo di macchinari per l'asciugatura. Nel caso di utilizzo su pazienti diversi, provvedere sempre a pulire ed igienizzare il sistema.</p>
----------------	--

## SPECIFICHE TECNICHE sistema

<b>Materasso sostitutivo (MR) Sovramaterasso (OL)</b>	OL
<b>Portata Terapeutica</b>	130 kg
<b>Smaltimento</b>	<p>Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/ o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati come rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità preposte allo smaltimento che li riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste indicazioni contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.</p> <p>Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D. Lgs 151/2005 e D. LGS 152-06. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.</p>
<b>Presenza / Assenza di Lattice</b>	assente

## Accessori e Ricambi

Cod. 94100845 Compressore WM45 Cod. 94100920 Materasso XC35 ad elementi intercambiabili

<b>REDATA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio