

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics



A1801

Spalle ad estrazione rapida con struttura in acciaio cromato con pannelli in melaminico nobilitato ad alta densità. Finitura Beige (Versione Standard).

Rapid extraction head and foot-end frames made of chrome-plated steel tube fitted with high density chipboard panels.

Colour Beige (Standard Version).



A1811

Spalle ad estrazione rapida, con struttura in acciaio cromato e pannelli in laminato plastico.

Rapid extraction head and foot-end, straight frames, made of chrome-plated steel tube, fitted with HPL panels.



A1820

Spalle ad estrazione rapida, realizzate in tecnopolimeri rinforzate internamente con schiuma espansa ad alta densità.

Rapid extraction head and foot-end, frames made of engineering resin with inner rigid foamed print.

Versioni Serie Letti A13000 / Alternatives



A13132

Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di 2 spintori a vite con manovelle pieghevoli e rientranti. Backrest section and leg section adjustable by means of two independent cranks with retractable handles.



A13135

Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore gemellare 24V DC e pulsantiera libera. Backrest section and leg section adjustable by means of twin electric motor 24V DC and free push button.

Versioni gambe / Legs versions



Gambe con puntali in plastica (Versione Standard).

Legs fitted with plastic feet (Standard Version).



C1

Gambe con 4 ruote Ø 125 mm. con freno indipendente.

Legs fitted with four Ø mm. 125 castors with independent brake.



KSP tutto più semplice