

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 08.02.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MP167	Sponde anticaduta per letti
-------	-----------------------------

*Destinazione d'uso*

Sponde per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

**Caratteristiche principali**

Struttura in alluminio anodizzato, ribaltabile. Tubi telescopici per regolare la lunghezza. Dotata di borsa porta oggetti

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181227
Repertorio dei Dispositivi Medici	1444100
Codice nomenclatore DM332/99	18.12.27.103
Codice nomenclatore DPCM 12/01/2017	18.12.27.003

**PESO E DIMENSIONI**

Larghezza di ingombro	66 ÷ 71 Cm
Profondità di ingombro	83 ÷ 88 Cm
Altezza da piano rete	55 Cm

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Alluminio anodizzato
-----------	----------------------