

SCHEDA TECNICA N° 83

NOME PRODOTTO SPONDE UNIVERSALI DELUXE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Sponde universali di produzione italiana per letto singolo e matrimoniale in acciaio cromato. Le sponde Universali Deluxe sono regolabili in altezza e in larghezza grazie ad un blocco che permette di impostare l'altezza desiderata. La parte bassa del telaio ha una struttura a tubo rettangolare che garantisce una migliore stabilità nell'appoggio alla struttura del letto.

Misure:
Lunghezza: 156 cm
Larghezza: regolabile da 96,5 cm a 178,5 cm
Escursione in altezza: 45 cm

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

COD. ISO: 18.12.27.103
Cod. Prodotto: 18100011C

DESCRIZIONE

Sponde Universali Deluxe

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio