

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>STAMPELLE</p> <p>CON AMMORTIZZATORE</p> <p>PLATINUM</p> <p>LINEA HIGH TECH</p>	<p>Rev 00</p> <p>Aprile 2011</p>
--	--	--

<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>
AD-28L	Stampelle PLATINUM con ammortizzatore a taratura dura
AD-28M	Stampelle PLATINUM con ammortizzatore a taratura media

Descrizione

Stampelle regolabili in altezza con appoggio antibrachiale avvolgente ed impugnatura ergonomica. La particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle. La struttura in alluminio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo ed i tubi non sono estrusi ma vengono costituiti con lamine di alluminio saldate. Tale procedimento permette, a parità di spessore, una maggiore capacità di carico ovvero, a parità di carico, un minore spessore del tubo ed una maggiore leggerezza del dispositivo. Le stampelle PLATINUM sono dotate di impugnatura in poliuretano morbido con meccanismo integrato di assorbimento d'urto. Disponibili nelle versioni con ammortizzatore a taratura media e dura. Color ghiaccio.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Materiali componenti

Tubo	Alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio
Appoggio antibrachiale	Polipropilene
Impugnatura	Poliuretano morbido
Poggia-braccio	Poliuretano morbido

Dati tecnici

Regolazione altezza	12 livelli da 25 mm da 720 a 990 mm
Altezza appoggio antibrachiale	245 mm
Movimento assorbimento urto	32 mm
Peso	600 g
Portata	130 kg

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Codice nomenclatore 12.03.06.006

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Standard **ISO 11334-1**

Codice CND: Y120306

Numero di repertorio:

Produttore **Intermed srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE