

**DEAMBULATORE  
PIEGHEVOLE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>AD-40</b>	Deambulatore pieghevole

**Indicazioni**

Ausilio per la deambulazione.

**Descrizione**

Deambulatore pieghevole ad un pulsante con struttura in alluminio anodizzato e barra stabilizzatrice in acciaio. Possibilità di regolazione in altezza ad otto differenti livelli. Puntali in gomma.

**Materiali componenti**

Struttura	<b>Alluminio anodizzato</b>
Barra stabilizzatrice	<b>Acciaio</b>
Impugnatura	<b>Poliuretano</b>
Puntali	<b>Gomma antiscivolo</b>

**Dati tecnici**

Area di appoggio	<b>58 x 46 cm</b>
Diametro impugnature	<b>4 cm</b>
Peso	<b>2.5 kg</b>
Regolazione in altezza	<b>81-101 cm</b>
Diametro tubi	<b>26 mm</b>
<b>Portata</b>	<b>120 kg</b>

**Pulizia**

Pulire con panno morbido e detersivi neutri.  
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

**Manutenzione**

Controllare periodicamente la tenuta delle spine di bloccaggio e la stabilità delle gambe. Verificare, altresì, lo stato di conservazione dei puntali in gomma. In caso di eccessiva usura, provvedere alla sostituzione immediata.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

**Modalità di smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Ricambi disponibili**

<b>AD4-A</b>	Gambe per deambulatore
<b>AD4-G</b>	Puntali in gomma grigi

**Confezione** 2 pezzi

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND: Y120603**

**N. di Repertorio: 295204**

**Produttore** **INTERMED Srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE