

PEDALIERA PER RIABILITAZIONE IN ACCIAIO CROMATO

Codice	Descrizione
RA-216005	Pedaliera per riabilitazione in acciaio cromato

Descrizione ed indicazioni

Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia indicata per persone con difficoltà motorie o handicap. Dispositivo dotato di manopola per regolare l'intensità dello sforzo e di piedini antiscivolo in materiale plastico.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Materiali componenti

Pedali	Materiale plastico
Struttura	Acciaio cromato
Manopola di regolazione	Materiale plastico

Dati tecnici

Dimensioni totali **54 x 42 x 24 cm**

Pulizia e manutenzione

Pulire con panno morbido e detersivi non aggressivi.
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

singola

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Z129003

Progressivo di registrazione: 199313R

Produttore

INTERMED srl



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE